

WL Check Chagas



Test rápido para la detección cualitativa de anticuerpos contra *Trypanosoma cruzi* en suero, plasma y sangre entera



Kit para 25 determinaciones
Cód. 1690011



Rápido y fácil de usar



Resultados
confiables



Varios tipos de
muestras



No requiere equipamiento
para su interpretación.



Mínimo entrenamiento
para su realización

WL Check Chagas



El mal de Chagas es una patología endémica, se calcula que en el mundo hay entre 6 y 8 millones de personas infectadas. La mayoría en Latinoamérica, aunque las migraciones la han extendido por todo el mundo. La enfermedad se transmite a los humanos principalmente a través de triatomínos.

La enfermedad crónica de Chagas sigue siendo un gran problema de salud en muchos países de América Latina. Todos estos países necesitan realizar screening de su población con diversos objetivos. Las características principales de los tests rápidos los hacen ideales para estos trabajos.



WL Check Chagas es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral "in vitro" para la detección cualitativa de anticuerpos contra antígenos recombinantes específicos para *T. cruzi*, conjugados con oro coloidal.

- ✓ Reactivos listos para usar
- ✓ Sensibilidad clínica: 98,61 %
- ✓ Especificidad en centros de salud: 98,08 %; en muestras con posible reactividad cruzada: 98,44 %
- ✓ Lectura de resultados: entre 25 y 35 minutos
- ✓ 40 µL de suero, plasma o sangre entera

